

MicroPen^{ev}™

MicroPen EVO:n teho perustuu kollageenin aktivointiin. Tehokas 7000 RPM -moottori takaa tehokkaan hoidon ja ergonominen muotoilu parantaa näkyvyyttä sekä käyttömukavauutta. Steriilit, kertakäyttöiset hoitopäät varmistavat turvallisuuden, ja säädettävä neulasvyvyys mahdollistaa yksilölliset hoitotulokset. Johdoton käyttö yli 4 tunnin akunkestolla tekee laitteesta käytännöllisen ja helposti liikuteltavan.



FDA-hyväksytty ja CE-merkitty mikroneulauslaite, jossa medikaalisen tason moottori (7 000 RPM)

14 (32G) neulaa, medikaalisen tason ruostumatonta terästä

1 600 mikrokanavaa per sekunti



Säädettävä syvyys 0.25–2.00 mm, 0.25 mm lisäyksillä

Intuitiivinen nopeudensäätö ihon paksuudesta riippumatta



Akunkesto vähintään 4 h, 2 ladattavaa litiumakkua (latausaika 3–6 h)

Tiiviste estää nesteen pääsyn laitteen runkoon

Takuu 2 vuotta

Duallaser
AESTHETIC